エコー下穿刺皮膚モデル

「US-Sensist」シリーズ

超音波画像をリアルタイムに観察しながら穿刺トレーニングが可能です

- モデル内に穿刺された針やガイドワイヤーの状態が明瞭に確認できます
- エコーゼリーは必要ないため、塗ったり拭き取ったりする手間がかかりません
- 人体のような適度な弾力性を有しています。



【共同研究】

東北大学クリニカル・スキルスラボ 青森県産業技術センター



【製品紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=-QbjeFnu6t4




エコー下穿刺皮膚モデル「US-Sensist」シリーズ

エコー下穿刺トレーニングモデル AKS-AS1

【共同研究】


東北大学クリニカル・スキルスラボ 青森県産業技術センター



- ・中心静脈穿刺等のエコー下穿刺トレーニング用の皮膚モデルです。
- ・太さや深さの異なる血管を模した4本の穴を用意しています。
- ・ガイドワイヤー挿入のトレーニングにもご使用いただけます。
- ・蓋を開ければすぐにトレーニングを行えます。使い終わったら蓋を閉じるだけです。
- ・エコー画像で、穿刺された針の状態が明瞭に確認できます。
- ・エコーゼリーが不要なので、塗ったり拭き取ったりの面倒な作業は不要です。







例えばこのようにご活用いただけます。

- ・太さや深さにより難易度が異なるため、中心静脈穿刺実施前の事前練習に適しています。
- ・場所を取らないので、医局の休憩室に置いて隙間時間にトレーニングできます。

【US-Sensist】シリーズ

| 品名 | 商品コード | 入り数 |
|---------------------|---------|-------------------|
| エコー下穿刺 トレーニングモデル | AKS-AS1 | 2個1セット(保管容器:2個付き) |

(特許出願中)

【製造元】



APPEAL 株式会社アピール 営業課

〒036-0162 青森県平川市館山上亀岡26

TEL: 0172-44-3458 FAX: 0172-44-8297

URL: https//appeal-net.co.jp